



Der Diagnose- und Therapiestuhl von Ergo-Tec

Ergonomie für Therapeuten –
Sicherheit und Komfort für Patienten



Therapeuten, die ergonomisch arbeiten können – Patienten, die sicher sitzen und liegen:

Das bietet Ihnen der neue Diagnose- und Therapiestuhl von Ergo-Tec. Er ist speziell auf die Arbeit von Logopäden und Ärzten sowie die Bedürfnisse ihrer Patienten ausgerichtet. Als flexibler Patientenstuhl unterstützt er bei der bildgebenden Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen.

Für die Praxis entwickelt

Die Ausstattung des Dysphagie-Stuhls ist auf die Behandlung körperlich eingeschränkter Patienten ausgerichtet. Damit bietet er ihnen ein Gefühl von Halt und Sicherheit.

Der gesamte Stuhl kann an Sie und Ihre Patienten individuell angepasst werden. Das bewegliche Rücken- und Bein- teil macht es möglich, im Sitzen, in der Schräglage und im Liegen zu behandeln sowie im Notfall den Stuhl in die Trendelenburg-Position zu bringen. Patienten mit Schluckstörungen, Trachealkanülen und Teil-Beatmung können schnell und sicher umgelagert werden.

Exklusive Vorteile des Dysphagie-Stuhls

Ein spezielles Muschelkopfteil umschließt den Kopf des Patienten, bietet Stabilität und verhindert unkontrollierte Bewegungen. Es eignet sich besonders für endoskopische Diagnostik, funktionelle Dysphagie-Therapie und die Untersuchung von Patienten mit eingeschränkter Kopf- oder Körperkontrolle.

Für sämtliche Therapien, bei denen der Patient liegt, steht ein flaches Kopfteil zur Verfügung, das Sie problemlos am Stuhl austauschen können.

Da der Stuhl in der Höhe verstellt werden kann, können Sie im Sitzen oder im Stehen mit Ihren Patienten arbeiten. So vermeiden Sie anstrengendes Bücken und Rückenschmerzen.

Die Armlehnen können auf die Bedürfnisse von Patienten und Therapeuten eingestellt werden: Sie können sie drehen, schwenken, in der Höhe verstellen oder ganz entfernen. Patienten mit eingeschränkter Rumpfkontrolle bieten sie Sicherheit, bei gleichzeitig bequemer Haltung.



**Muschelkopfteil
für Behandlungen
im Sitzen.**

**Flaches Kopfteil
für Behandlungen
im Liegen.**

Das können Sie vom Dysphagie-Stuhl erwarten

- Sitzhöhe: von 47 bis 67 cm manuell einzustellen – je nach Körpergröße Ihrer Patienten
- Robustes Stahlgestell: bis 150 kg Patientengewicht – damit Ihre Patienten bequem sitzen können
- Bezugstoff Stamskin: leicht zu reinigen, 100% wasserdicht, mit fünf Jahren Garantie auf die Polsterung – weil wir von der Qualität überzeugt sind
- Lenkrollen: ausgestattet mit je einer Bremse – für jederzeit sicheren Stand



Ein Stuhl – viele Therapiemöglichkeiten

Der Patientenstuhl eignet sich für die Behandlung von Patienten mit Dysphagie, Dysarthrie und Dysphonie, eingeschränkter Körpermotorik durch Schlaganfall, Morbus Parkinson, ALS oder Multipler Sklerose.

Stellen Sie sich Ihren Stuhl so zusammen, dass er bestmöglich zu Ihrer Arbeitsweise passt. Wählen Sie aus diesen Optionen:

- Fußbedienung für Rücken- und Beinteil: Damit können Sie den Stuhl besonders einfach verstellen.
- Polsterung mit Bezugstoff Puxx, der mit Reinigungsmitteln auf Alkohol- oder Chloridbasis gereinigt werden kann: Ideal für eine problemlose Desinfektion.
- Zentrale Fußbremse: So können Sie den Stuhl schnell bewegen und wieder sichern.
- Kompakte Fußstütze Pro 952, die Sie leicht mit einem Fuß bedienen: Sie bietet Ihren Patienten noch mehr Halt beim Sitzen.



So beugen Sie Rückenschmerzen vor

Kombinieren Sie den Dysphagie-Stuhl mit ergonomischen Stühlen für die Praxis:

Hocker und Stühle von Score sind höhenverstellbar. Sie können an jede Arbeitsweise angepasst werden.

Besonders ergonomisch sitzen Sie auf unseren Sattelstühlen. Mit einem speziell entwickelten Balance-System, das Sie für Ihren Sattelstuhl auswählen können, entlasten Sie Ihren Rücken und trainieren Ihre Rückenmuskulatur.

Mit einer Fußbedienung, Lendenstütze oder Armlehne können Sie Ihren ergonomischen Stuhl individuell ausstatten. So sitzen Sie während Ihres gesamten Arbeitstages gesund und bequem.



Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.



**Sie haben noch Fragen?
Wir beantworten sie gerne.**

Ergo-Tec GmbH

Gewerbestraße 2

91489 Wilhelmsdorf

Tel.: 09104/82969 97

E-Mail: sales@ergo-tec.com

www.et-medical.eu

